



4. Martek Scout Panel 在线钠表

...为了测量超纯水关键过程中的钠

- 精确、紧凑、经济、高效，易于安装和操作
- 先进的用户接口，详细的校准、测量、诊断记录
- 使用用两点已知浓度标液添加法，快捷易于校准
- 可选便携式 ppb 级钠表

美国 Martek Scout Sodium Panel 钠表结构紧凑，性价比高，被设计用于高纯水过程中关键场合应用，提供高精度的测量数据，具有很高的可靠性。

钠表探测限为 0.1ppb，提供多种灵活的应用版本，适合不同应用场合：

- 氨调理版本：通用目的的钠表，提供连续 45 天在线连续测量
- 二异丙胺（DIPA）版本：特别适合低范围钠值测量，提供高达 60 天在线连续测量
- 阳床/强酸版本：适合阳离子交换树脂出口（阳床），提供 45 天在线连续测量

使用已经的两点添加法进行校准，Scout 钠表提供简明的设置、校准、操作、诊断菜单操作仪表；由于紧凑型的设计，使提供便携式版本的钠表成为可能，便携式钠表可用于现场校准其它在线钠表；



Martek Scout Panel 钠表可靠的提供那测量数据，特别适用于核电站、大机组高性能大型燃煤发电厂；凝汽器精处理系统及纯水制备车间（除盐水车间）；半导体及制药工厂；以及其它工业应用场合。





Martek Scout Sodium Panel 技术规格



电源: 170~264Vac@50Hz

重量: 8.2kg

尺寸: WHD(25.4/66.0/20.3)(厘米)

构造: 面板: 不锈钢

安装方式: 面板安装 (可选便携式)

连接方式: 出入/出口: 1/4 " 卡套接头

取样管线: 入口: 1/4 " NPTF 管接头, 疏水口: 3/4 " NPT Male;

入口压力: 8-100psig

样品流速: DIPA 和氨版本: 40mL/min;

K 型钠表/强酸版本: 25mL/min

环境: 环境温度及样品温度: 5-45°C

输出: 两路隔离型模拟量输出: 0/4-20mA(可设置)

报警: 三路报警继电器输出, 最大负载 250Vac, 5A,30Vdc

订货信息:

P/N 190-10 Martek Scout Panel 钠表-DIPA 版本

P/N 190-11 Markte Scout Panel 钠表-阳床钠表: DIPA 版本

P/N 190-10S Martek 便携式钠表-DIPA 版本

